KEMIS.



SINGLE USE
SURGICAL KNIVES



Kemis®.

使用目的:
軟部組織の切断

適応:
神経、腱、または筋肉の圧迫を解放する手術、および、靱帯再建術等の手術に使用します

Kemis knives range.

KEMIS® は現在、2種類のラインナップがあります。
複数の手術手技に対応できるよう、特別に設計されています。


- The Kemis H3
- The Kemis H1



Kemis H3




Kemis H1



人間工学に基づいたデザイン

- 人間工学に基づいた上下曲線デザイン
- ブレードを保護する先端形状



手術手技の選択肢を広げる

- 小切開 7-15 mm (Kemis H3), 3-5 mm (Kemis H1)
- 超音波ガイド下手術を可能にするデザイン



滅菌済み　単回使用


- 滅菌済みであるため、開封後、すぐに使用可能
- 単回使用であるため、常に清潔


Technical features.

KEMIS H3


APPLICATIONS


以下に、Kemis H3ナイフが適用可能な用途の一例を挙げます（このリストはすべてを網羅しているわけではありません*）：


手根管症候群



テニス肘
（上腕骨外側上顆炎）


コンパートメント症候群
（上肢および下肢）


Lacertus fibrosus
症候群


痙縮（腱切開術による治療）

TECHNICAL FEATURES








KEMIS H1

APPLICATIONS


以下に、Kemis H1ナイフが適用可能な用途の一例を挙げます（このリストはすべてを網羅しているわけではありません*）：


ばね指


肘部管症候群


ドケルバン腱鞘炎

TECHNICAL FEATURES





製品情報

Kemis H1

製品コード	製品名	数量
ANC1103	KEMIS H1 knife	5



ANC1103

Kemis H3

製品コード	製 品名	数量
ANC209	KEMIS H3 knife	5



ANC209

販売名　KEMISナイフ　認証番号：308AFBZI00038000

This information is intended to demonstrate the Newclip Technics portfolio of medical devices. Always refer to the package insert, product label and/or user instructions including cleaning and sterilization before using any Newclip Technics product.These products must be handled and/or implanted by trained and qualified staff who have read the instructions before use. A surgeon must always rely on her or his own professional clinical judgement when deciding whether to use a particular product when treating a particular patient. Product availability is subject to the regulatory or medical practices that govern individual markets. Please contact your Newclip Technics representative if you have questions about the availability of Newclip Technics products in your area.

Manufacturer : Newclip Technics – Brochure JP – KEMIS – ED1 – 06/2026 - Medical device EC: class IIa – CE1639 SGS BE - US Class: I
Read labelling and instructions before the use of Newclip Technics medical devices. These products must be handled and/or implanted by trained and qualified staff who have read the instruct ons before use.. Non-contractual pictures. Newclip Technics - 45 rue des Garottières - 44115 Haute Goulaine, France. Our subsidiaries: Newclip USA - Newclip Australia - Newclip GMBH - Newclip Japan - Newclip Iberia - Newclip Belgium.

newcliptechnics.com